

Le meilleur sommeil possible en milieux hospitaliers, maisons de retraite et à domicile

Thevo – lits mobiles

Thomashilfen

L'expert du sommeil en milieu hospitaliers et maisons de retraite.

94.17% en moins de douleurs dorsales et 96.52% en plus de sommeil de qualité. Ces chiffres proviennent de la plus importante étude européenne réalisée sur le sommeil avec la participation de plus de 75.000 personnes. Vous pouvez donc faire entière confiance dans l'excellence et l'efficacité des lits mobiles Thevo. Organisée et conduite par les spécialistes du sommeil du groupe Thomas, des experts dans de nombreux domaines médicaux ont collaboré à la mise au point de développements pour permettre à tous de bénéficier d'un sommeil sain et réparateur



60 années d'expérience

garantissent notre statut de spécialiste international du sommeil



Des études

confirment les effets positifs de nos lits mobiles



Les recherches

en étroite collaboration avec des experts en soins, aident à solutionner les problèmes de la vie quotidienne



Technologies

issues de différents secteurs professionnels elles font de nos lits mobiles les plus qualifiés et les plus performants.



Le personnel soignant

est convaincu des vertus de nos lits mobiles. Dans de nombreuses maisons de retraite renommées nos lits mobiles sont considérés comme des lits standards. Consultez à ce sujet www.Thevo-Liste.de



Partout dans le monde

des personnes font confiance à nos innovations pour une meilleure qualité de vie.

1. [Lits mobiles]


Lits thérapeutiques qui stimulent le corps pour améliorer la récupération, le bien-être, la qualité du sommeil du fait de leur construction unique et brevetée.

Nous sommes reconnus dans le monde entier pour l'excellence de notre qualité.



Mieux dormir avec les lits mobiles Thevo

Les lits Thevo sont dits mobiles parce qu'ils transfèrent le moindre mouvement, même respiratoire, à de micro contre-mouvements. Ces MiS Micro-Stimulation® donnent au patient une perception accrue de leur corps. Cette perception du corps est essentielle pour assurer une bonne circulation du sang qui génère plus de mobilité, clé d'un sommeil réparateur.



Le principe actif de MIS Micro-Stimulation®



Brevet mondial

2938215, 3105827, 2010/001264

6718575, 202005011767.6

1898750, 11/915192

0926970, 103046

0733325, 1021881

3792729, 6256815



Le matelas ne peut pas le faire seul :

La différence réside dans la structure-suspension des lits mobiles Thevo. La technologie unique qui intègre le système MiS Micro-Stimulation® est la clé du mieux dormir !

1. [Lits mobiles]


Lits thérapeutiques qui stimulent le corps pour améliorer la récupération, le bien-être, la qualité du sommeil du fait de leur construction uniques et brevetées.

Rompre le cercle vicieux : malgré la démence enfin des nuits complètes.

67% des patients atteints de démence souffrent de troubles du sommeil qui les affectent mais aussi celles et ceux qui les soignent. Les somnifères deviennent souvent inefficaces et ne sont pas, à long terme, une solution.



L'effet Thevo



“Alors que sa démence augmentait, ma femme ne pouvait tout simplement plus se reposer la nuit. J’étais très préoccupé. Je ne dormais pas assez, j’étais de plus en plus fatigué et de moins en moins capable de lui apporter aide et assistance. Grâce au matelas ThevoVital conçu pour soulager les personnes atteintes de cette maladie, nous apprécions à nouveau nos journées.”

Rapports d'expériences documentés :

Pour deux tiers des patients atteints de démence, les données montrent une nette amélioration de leur sommeil.



Meilleur sommeil avec le matelas pour démence.

- ✓ Moins de déambulations durant la nuit
- ✓ Moins d'assoupissements pendant la journée
- ✓ Moins de désorientation
- ✓ Besoin diminué de somnifères
- ✓ Plus de tranquillité d'esprit pour le personnel soignant

Les études montrent les résultats compilés par l'Institut IGAP

Environ deux tiers des personnes atteintes de démence ont montré

67% ✓
une amélioration de leur sommeil.

Deux tiers des patients et soignants recommandent ThevoVital !

Ailettes de suspension

qui s'adaptent individuellement aux zones du corps, MiS Micro-Stimulation augmentent la perception du corps



Matelas

la haute densité du matelas offre au patient couché un sentiment de sécurité

Suspension "démence"

Sensation de fermeté → bonne orientation

pour répondre aux besoins de repos et de sommeil des personnes atteintes de démence



Qualité de vie – malgré Parkinson

Vivre la journée de manière détendue et structurée

Le diagnostic d'un Parkinson est souvent inattendu, il affecte immédiatement la vie quotidienne d'une personne. En plus des tensions musculaires, typiques de cette maladie, une fatigue extrême altère la qualité de vie : de nombreuses activités journalières deviennent pénibles.



*“A cause de mes mauvaises nuits,
j'étais fatigué toute la journée
qui se passait difficilement.*

*Ce fut fantastique de redécouvrir
ce qu'une bonne nuit de sommeil
est relaxante ! Sans médicaments
additionnels et leurs néfastes ef-
fets secondaires. ”*

Mieux dormir sur un matelas Parkinson

- ✓ Mis Micro-Stimulation® relâche les muscles
- ✓ Les micro mouvements maintiennent la mobilité
- ✓ Moins de suées nocturnes
- ✓ Plus de facilité pour s'asseoir et changer de position



Matelas

Pour, étant couché, une sensation de stabilité

Suspension „Parkinson's“

Sensation de grande fermeté → plus de stabilité

pour répondre aux besoins de repos et de sommeil des personnes atteintes d'un Parkinson.

Ailettes de suspension

provoquent de petites impulsions qui maintiennent et soutiennent la mobilité des personnes atteintes d'un Parkinson.



Constant apaisement de la douleur pendant la nuit


Une horrible histoire qui se répète chaque nuit : après seulement quelques heures, la douleur se répand. Retrouver le sommeil est impossible. Eveillée au milieu de la nuit, la personne entre dans un cycle de douleurs et d'insomnie.

Domaines d'application

Peu importe ce qui cause la douleur

- arthrose
- ostéoporose
- cancer
- blessure

ThevoRelief apporte un positionnement apaisant et une légère stimulation pour un sommeil réparateur.



Systeme nerveux autonome

**“ Le matelas antidouleurs
ThevoRelief, soutien et soulage les
parties douloureuses de mon corps
et augmente mon bien-être.**

**Je dors mieux et plus longtemps.
La douleur est devenue supportable
et je me sens nettement
plus en forme. ”**

Bien dormir et un meilleur bien-être avec le matelas contre les douleurs

- ✓ MiS Micro-Stimulation® stimule gentiment les réseaux nerveux
- ✓ Support optimal du dos
- ✓ Apaise les douleurs corporelles et les couchages douloureux.
- ✓ Améliore le microclimat



Ailettes de suspension

s'adaptent aux contours du corps et diminuent la pression

Matelas

Pour le confort maximal du patient

Suspension "douleurs"

Sensation de douceur → Sensation de douceur

Conçu pour répondre aux demandes de ceux qui souffrent de douleurs.



Matelas pour soins professionnels

Un simple matelas en mousse n'est pas conforme aux normes professionnelles pour des soins de qualité. ThevoCare se distingue par sa structure Micro-Stimulation exclusive combinée à des mousses de haute valeur. Le personnel soignant apprécie les propriétés réductrices des risques proposées par ThevoCare, y compris pour la prévention des escarres, et sa durabilité est garantie !

"Finalement, un matelas professionnel pour usage domestique ! Je suis convaincue que ThevoCare est le meilleur matelas pour un sommeil réparateur. Il protégera longtemps mon indépendance et ma mobilité"




Phases du sommeil

La position change pendant le sommeil : de 40 à 60 fois par nuit.

Mieux dormir avec le matelas professionnel des soins

- ✓ **MiS Micro-Stimulations maintient la mobilité**
- ✓ **Diminue au minimum les interventions des soignants**
- ✓ **Façonné pour supporter les mouvements du corps**
- ✓ **Prévient les escarres**



Housse
respirante et d'entretien facile



Matelas
la structure en petites vagues procure un confort parfait et un excellent microclimat.



Ailettes de suspension
nichées dans le matelas pour assurer un confort maximal avec MiS Micro-Stimulation®.



Matelas anti - escarres

Beaucoup d'alités souffrent d'escarres de décubitus. Les systèmes conventionnels sont ou trop durs ou trop mous pour les patients, ce qui provoque des irritations qui peuvent se transformer en escarres.




Stade 1

Stade 2

Stade 3

“ De fait, c’est très simple. En plus d’un positionnement prudent du patient, le matelas anti-escarres avec MiS Micro Stimulations® est un bon moyen pour prévenir les escarres de décubitus.”



Prouvé par les études : www.thevo.info

Soins Professionnels avec le matelas anti-escarres

- ✓ MiS Micro-Stimulations® encourage le mouvement naturel
- ✓ Prévention des escarres de décubitus et traitement (jusqu'à, inclus, le stade III selon EPUAP/NPUAP)
- ✓ Stimulation apaisante de la pression non électrique
- ✓ Moins d'efforts pour les soins
- ✓ Pas d'entretien



Ailettes de suspension
Réagissent au moindre mouvement

Matelas

Des canaux spéciaux d'air dans les couches du matelas donnent un confort maximal et une ventilation optimale de la peau



Élément périphérique flexible
Compatible avec tous les lits d'hôpitaux ou lits jumeaux

Suspension "escarres"

Sensation de douceur → soulagement optimal de la pression


Conçu spécialement pour répondre individuellement au soulagement de la pression.




Escarres

Matelas actif

Lorsqu'une escarre se forme, la priorité revient au traitement de la douleur qu'endure le patient. Les personnes qui nécessitent des soins particulièrement attentifs souffrent de douleurs aiguës causées par la pression que la limitation de leurs mouvements entraîne. Ces personnes ont besoin de mouvements impulsés complémentaires.



“Nous utilisons ThevoActiv pour la prévention et le traitement jusqu'au et y compris le stade IV. Nos succès reflètent également les résultats de nombreux essais cliniques et d'études scientifiques”




Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

Prouvé par les études : www.thevo.info


Soins Professionnels avec le matelas anti-escarres “Active”

- ✓ Mis Micro-Stimulations maintient la mobilité
- ✓ Convient particulièrement pour les patients à hauts risques et ceux qui sont dans le coma.
- ✓ Réduit spasmodicité et contractures



Mouvements actifs

Le menu, simple et silencieux offre une variété de programmes de mouvements qui seront adaptés à chaque patient.



Ailettes de suspension

Transfèrent les micros mouvements actifs au patient



Matelas pour utilisateurs de fauteuils roulants

Les utilisateurs de fauteuils roulants ont besoin d'un matelas qui atténue la pression tout en offrant une base ferme pour faciliter les transferts. Le Matelas pour utilisateurs de fauteuils roulants combine ses deux caractéristiques.



“Rester alité pour plus qu’une courte période de temps fut une expérience pénible. Maintenant, le matelas pour utilisateurs de fauteuils roulants encourage mes mouvements avec MiS Micro-Stimulations®.

A nouveau, je dors bien et je démarre mes journées avec entrain.”

Sommeil amélioré avec le matelas pour utilisateurs de fauteuils roulants

- ✓ Soulage la pression
- ✓ Réduit les spasmes musculaires
- ✓ S’adapte à la colonne vertébrale
- ✓ Contrôle la douleur
- ✓ Facilite les transferts



Bords renforcés

facilitent les transferts et donnent à l'utilisateur un bon point d'appui et stabilité.

Matelas

Fonctionnel et ergonomique pour un couchage relaxant, très confortable

Eléments de suspension

Extra doux pour une pression minimale des parties inférieures du corps

Suspension "Utilisateurs fauteuils roulants"


Sensation de fermeté → soulage la colonne vertébrale

Soulage la colonne vertébrale et a été spécialement dessinée pour le confort maximal des utilisateurs de fauteuils roulants

Stimulation



Epargne le dos



Aide au transfert



L'Heure de se coucher - Souvent un cauchemar

Beaucoup d'enfants, avec des besoins spécifiques, souffrent de désordres du sommeil qui perturbent les parents et autres membres de la famille. Ces désordres incluent aussi les endormissements pendant la journée, les difficultés à se réveiller, des agitations pendant le sommeil ainsi que des désorientations lors du lever. Les désordres du sommeil troublent la croissance naturelle et le développement des enfants.



"J'étais à bout de force et émotionnellement fichue. Rien ne m'aidait vraiment. Je suis tellement contente que ma fille grâce à ThevoSleepingStar est plus fraîche et dispose et plus détendue."




Prouvé par des études : www.thevo.info



Sommeil amélioré avec le matelas de soutien sensoriel

- ✓ **MiS Micro-stimulation® maintient la mobilité**
- ✓ **Augmente la perception du corps**
- ✓ **Réduit spasmes et douleurs**
- ✓ **Calme l'enfant pour une nuit réparatrice**



Housse
Amovible et facile d'entretien pour une hygiène optimale

Ailettes de suspension
Créent de légers mouvements impulsés qui ont un effet positif sur le sommeil agité des enfants.

Matelas
spécialement conçu pour les enfants qui demandent des soins spéciaux pour leur offrir une sensation de confort lors du couchage.

Suspension „Positionnement“
Sensation de douceur → augmente les phases sommeil
spécialement étudié et conçu pour le sommeil et le couchage des enfants qui demandent des soins spéciaux


Les enfants qui ont de graves limitations motrices ont besoin de mouvements additionnels impulsés.

Les enfants à mobilité très réduite ou en coma vigilant ont besoin de mouvements additionnels impulsés. Un bon équilibre entre relaxation et mouvements assure un sommeil réparateur. En plus, le risque d'escarres de décubitus est minimisé.

“C’est à l’hôpital pour enfants que nous avons commencé à apprécier ThevoSleepingStar actif. Maintenant, nous l’avons chez nous. Pour une meilleure qualité de vie pour tous.”

Sommeil amélioré avec le matelas de soutien sensoriel

- ✓ Réduit la pression
- ✓ Réduit spasmes et douleurs
- ✓ Crée des mouvements additionnels impulsés
- ✓ Améliore la qualité du sommeil



Mouvements actifs

Le menu, simple, offre une variété de programmes de mouvements qui seront adaptés à chaque enfant et silencieux




Ailettes de suspension

Transfèrent les micros mouvements actifs à l'enfant

C'est votre choix !


Les matelas Thevo Mobile sont disponibles avec une housse incontinence ou en jersey.

Tous les matelas (excepté ThevoCare, ThevoActiv et ThevoSleepingStar A) répondent aux normes d'inflammabilité suivantes : 16 CFR 1632, 16 CFR 1633, Cal. TB 129/ASTME E 1590, BFD IX-11



Caractéristiques : housse incontinence

- Respirante
- Facile à entretenir avec un produit désinfectant



Caractéristiques : housse jersey

- microclimat respirante

Caractéristiques générales

- fermeture éclair cousue
- Lavables à 65°C
- Compatibles aux sèche-linges
- Compatibles aux autoclaves
- Réutilisables

Dimensions : Thevo Lit Mobile pour adultes

- ThevoVital • ThevoCalm • ThevoRelief • ThevoCare
- ThevoFlex • ThevoautoActiv • ThevoActiv

Thevo Lit Mobile sont disponibles en largeur de 80 à 120 cm* et de 180 à 220 cm en longueur.

Consultez également la matrice Thevo. Question ? Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition.

* La largeur maximale du lit mobile ThevoActiv est de 100 cm.



Dimensions : Thevo Lit Mobile pour enfants

- ThevoSleepingStar • ThevoSleepingStar A

Thevo Lit Mobile pour enfants sont disponibles en largeur de 60 à 120 cm* et de 120 à 220 cm en longueur.

Consultez également la matrice Thevo. Question ? Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition.

** La largeur maximale du lit mobile ThevoSleepingStar A est de 100 cm.



Matrice des produits Thevo du sommier

Nom du produit et poids max de l'utilisateur(trice)	sommier		Caractéristiques de la suspension du sommier						Caractéristiques des éléments des bords de lit			Caractéristiques et types de matelas							
			élément de suspension		bloc de suspension		frein/ressort	bloc caoutchouc	soufflet	profilé adaptateur	1	2	3	4	5	6	7	ressort intégré	renfort ferme
	avec	sans	moyen	doux	ferme	moyen	doux												
ThevoVital 80 kg	X		X		X						X			X					
ThevoVital 140 kg	X		X		X						X				X				
ThevoCalm 80 kg	X		X			X		X			X			X					
ThevoCalm 140 kg	X		X			X		X			X				X				
ThevoRelief 50 kg	X			X			X				X	X							
ThevoRelief 100 kg	X			X			X				X		X						
ThevoRelief 135 kg	X			X			X				X			X					
ThevoCare 50 kg		X														X			X
ThevoCare 100 kg		X															X		X
ThevoCare 135 kg		X																X	X
ThevoautoActiv 50 kg	X			X		X		X			X	X							
ThevoautoActiv 100 kg	X		X			X		X			X		X						
ThevoautoActiv 135 kg	X		X			X		X			X			X					
ThevoActiv 50 kg	X								X	X		X							
ThevoActiv 100 kg	X								X	X			X						
ThevoActiv 135 kg	X								X	X				X					
ThevoFlex 80 kg	X			X	X*						X		X						X
ThevoFlex 140 kg	X			X	X*						X			X					X
ThevoSleepingStar 60 kg	X			X			X	X			X	X							
ThevoSleepingStar A 60 kg	X								X	X		X							

* Les blocs de suspension sont uniquement utilisés en partie haute du corps, pour assurer une mobilité optimale. Différents arrangements des freins/ressorts procurent un confort de couchage maximal dans le respect des exigences spécifiques du cahier de charge clinique lié à chacun des produits.

Importateur pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

Charta S.P.R.L.

rue des Poiriers, 10 · 5030 Gembloux

Tél. : 081 61 62 75 · Fax. : 081 61 62 79

Mail : info@bocchi.be

Importateur pour la France:

Marcalu Eurl

Tél. : 03 20 25 42 46 · Fax : 09 79 22 70 11

GSM : 06 28 60 49 01

Mail : marcalu59910@orange.fr



Thomashilfen

Walkmühlenstraße 1

D - 27432 Bremervörde · Germany

Phone: +49 (0)47 61 / 886-63 or -68

Fax: +49 (0)47 61 / 886-19 · www.thevo.info